

# Desfibrilador externo automático DDU-2000 Series de Defibtech

- **DDU-2300**
- **DDU-2400**
- **DDU-2450**



## Manual de funcionamiento

**Avisos**

Defibtech, LLC no se hará responsable de los errores contenidos en el presente documento ni de los daños accidentales o derivados de la utilización, el rendimiento o el suministro de este material.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Los nombres y los datos mencionados en los ejemplos son ficticios a menos que se indique lo contrario.

Para obtener información detallada sobre los dispositivos DEA Defibtech DDU-2000 Series, consulte el Manual del usuario que encontrará en el CD del usuario de Defibtech.

**Garantía limitada**

La “Garantía limitada” incluida con los dispositivos DEA de Defibtech es la única garantía que proporciona Defibtech, LLC con respecto a los productos descritos en este documento.

**Derechos de propiedad intelectual**

Copyright © 2013 Defibtech, LLC

Todos los derechos reservados. Todas las consultas relacionadas con la propiedad intelectual deberán dirigirse a Defibtech. Para obtener información de contacto, consulte la sección “Contacto” del presente manual.

**Contenido**

***Instrucciones de utilización rápida ..... 4***

***Cuándo utilizar el dispositivo ..... 5***

***Diagrama de componentes ..... 6***

***Preparación del DEA ..... 8***

***Utilización del DEA ..... 10***

***Utilización del DEA: modo de monitor de ECG***  
***(solo dispositivos DDU-2400 y DDU-2450)..... 14***

***Utilización del DEA: modo manual (solo dispositivos DDU-2400) ..... 15***

***Comprobación del estado del DEA..... 16***

***Mantenimiento periódico ..... 17***

***Electrodos de desfibrilación ..... 18***

***Batería ..... 19***

***Peligros, advertencias y prec auciones..... 20***

***Especificaciones técnicas ..... 22***

***Información de garantía..... 24***


***Contacto..... 25***

*Este Manual de funcionamiento del dispositivo DDU-2000 Series solo debe utilizarse como referencia rápida.*

*Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario del dispositivo que encontrará en el CD del usuario de Defibtech.*


**PRESIONE EL  
BOTÓN DE  
ENCENDIDO**

**1**




**COLOQUE LOS  
ELECTRODOS**  
  
**SIGA LAS  
INSTRUCCIONES  
DEL DISPOSITIVO  
DEA**

**2**



**CUANDO EL  
DISPOSITIVO LO  
INDIQUE,  
PRESIONE  
EL BOTÓN DE  
DESCARGA  
("SHOCK")**

**3**



### **CUÁNDO UTILIZAR EL DEA (INDICACIONES)**

El uso del desfibrilador externo semiautomático (DEA) DDU-2000 Series está indicado para víctimas que hayan sufrido un paro cardíaco repentino (del inglés Sudden Cardiac Arrest, SCA) cuando estén:

- Inconscientes y sin mostrar respuesta a los estímulos
- Sin respiración

Para pacientes menores de 8 años de edad o de menos de 25 kg (55 libras) de peso, utilice los electrodos para bebés/niños. No retrase el tratamiento para determinar con exactitud la edad o el peso del paciente.

### **CUÁNDO NO SE DEBE UTILIZAR EL DEA**

No utilice el dispositivo DEA cuando el paciente muestre alguno de los síntomas siguientes:

- Esté consciente y responda a los estímulos
- Respire
- Tenga pulso detectable

### **REQUISITOS DE FORMACIÓN DEL OPERARIO**

Para que la utilización del dispositivo DEA sea segura y eficaz, la persona que use el dispositivo deberá cumplir los requisitos de formación siguientes:

- Disponer de la formación sobre desfibrilación o utilización del dispositivo DEA requerida por las normativas locales, estatales, provinciales o nacionales.
- Disponer de la formación adicional requerida por el especialista que autorice el tratamiento.
- Disponer de un conocimiento y entendimiento exhaustivos del material descrito en el presente Manual del usuario.

El modo manual (dispositivos DDU-2400) está destinado exclusivamente a personal médico debidamente cualificado en técnicas de interpretación de ECG y reanimación cardiopulmonar avanzadas que desee administrar descargas independientemente del modo del dispositivo DEA.

El modo de monitorización de ECG (solo dispositivos DDU-2400 y DDU-2450) está destinado a personal cualificado en reanimación cardiopulmonar básica o avanzada, o en cualquier otra especialidad médica de urgencias autorizada por el especialista. Los usuarios deberán estar formados en técnicas de interpretación de ECG para poder monitorizar la frecuencia cardíaca con los electrodos de monitorización de ECG estándar.



# DIAGRAMA DE COMPONENTES

**Indicador de estado activo (ASI):**  
indica el estado actual del dispositivo DEA

**Toma del conector de los electrodos:**  
toma para el conector de los electrodos

**Botón de encendido/apagado:**  
enciende y apaga el dispositivo DEA

**Pantalla:**  
muestra los vídeos, los mensajes de texto y la información

**Botón de descarga (SHOCK):**  
activado o desactivado por el software para permitir al usuario administrar una descarga al paciente

**Altavoz**

**Botones** (Superior, Central e Inferior): botones utilizados para navegar por los menús o seleccionar opciones

**Puerto USB**

**Tarjeta de datos Defibtech (tarjeta DDC)**  
(opcional)

**Tapa de acceso a la tarjeta de datos Defibtech (tarjeta DDC) y al puerto USB:** permite el acceso al puerto del conector USB y a la ranura de la tarjeta de datos Defibtech

**PARTE DELANTERA DEL DISPOSITIVO DEA**



**FOLLETO DEL MANUAL DE FUNCIONAMIENTO**

Referencia rápida



**CD DEL USUARIO DE DEFIBTECH**

Manual del usuario detallado incluido en el CD

**Número de serie de la unidad**

**Compartimento para la batería**

**Pestaña de extracción de la batería**

**Área de almacenamiento de electrodos**

**PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO DEA**

**Adaptador de monitorización de ECG** (opcional, solo para dispositivos DDU-2400/2450)

**Conector de los electrodos**

**Electrodos de desfibrilación**

**Electrodos de desfibrilación**  
**Fecha de caducidad**  
(en la parte trasera del sobre)

**Fecha de caducidad de la batería**

**Número de serie de la batería**

**BATERÍA**

**SOBRE DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN**




Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech).

**El DEA DDU-2000 Series ha sido diseñado para estar siempre “preparado”, por lo que solo se necesitan unos pasos para poder comenzar a utilizarlo.**

## CONECTE LOS ELECTRODOS AL DEA

# 1




Asegúrese de que los electrodos no hayan caducado.  
No utilice los electrodos que hayan caducado.

Para obtener más información,  
consulte la página 18 del presente manual.

## INSTALE LA BATERÍA

# 2



Asegúrese de que la batería no haya caducado.  
No utilice la batería si ha caducado.

Cuando instale la batería, el DEA se encenderá y realizará una comprobación de la batería. Espere a que finalice la comprobación y a que se apague la unidad.

Para obtener más información,  
consulte la página 19 del presente manual.


## COMPROBACIÓN DEL ESTADO

# 3

Estado del DEA	OK
Estado batería	Caduca en 01/2017
Estado electrodos	Adulto
N/S del DEA	Caduca en 06/2017
N/S de la batería	099999999
Versión de software	099999999
	V2.1

### Pantalla Estado del DEA

## Y



**Cuando el DEA esté apagado,** el indicador de estado activo (ASI) debería parpadear en verde. Si el ASI parpadea en rojo, si se enciende en rojo de manera permanente o si no parpadea, es necesario acudir al servicio técnico para reparar la unidad.

Para obtener más información,  
consulte la página 16 del presente manual.

## LEA EL MANUAL DEL USUARIO (CD)

# 4



Encontrará información detallada sobre el DEA DDU-2000 Series en el Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech).



**ENCIENDA la unidad y siga las instrucciones de voz y en pantalla.**

**ENCIENDA EL DEA**


**1**



Presione el botón de ENCENDIDO.

**PREPARE AL PACIENTE**

**2**




Retire la ropa del pecho del paciente.  
Si es necesario, seque y rasure el pecho del paciente.



**Nota:** cuando se muestre este **icono de información** en la pantalla, el usuario podrá presionar el botón correspondiente para obtener información adicional con instrucciones de video. Presione el botón nuevamente para salir.

**PREPARE LOS ELECTRODOS**

**3**



Abra el sobre de los electrodos.


Retire el protector azul de los electrodos.

**COLOQUE LOS ELECTRODOS**

**4**

**SI EL PACIENTE ES UN ADULTO**

**SI EL PACIENTE ES UN BEBÉ/NIÑO**




Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente tal como se indica.



**DESPEJE  
EL ÁREA**

**5**



Cuando el dispositivo lo indique,  
no toque al paciente.

**CUANDO EL  
DISPOSITIVO  
LO INDIQUE,  
PRESIONE EL  
BOTÓN DE  
DESCARGA**

**6**




Cuando el dispositivo lo indique,  
presione el botón de descarga ("SHOCK").



**Nota:** cuando se muestre este **icono de información** en la pantalla, el usuario podrá presionar el botón correspondiente para obtener información adicional con instrucciones de vídeo. Presione el botón nuevamente para salir.

**REALICE  
LA RCP**


**7**



Siga las instrucciones  
para realizar la RCP.

**SIGA LAS  
INSTRUCCIONES**

**8**



Siga las instrucciones de voz y en pantalla.




## UTILIZACIÓN DEL DEA: MONITOR DE ECG (SOLO LOS DISPOSITIVOS DDU-2400 Y DDU-2450)

### SELECCIÓN DE LA PANTALLA DE ECG

Los dispositivos DDU-2400 y DDU-2450 permiten al usuario visualizar el ECG del paciente cuando la unidad se está utilizando como DEA.

Para seleccionar la pantalla de ECG, presione el botón INFERIOR situado junto al botón de **icono de selección de modo** (que se muestra a la izquierda) para tener acceso a la pantalla **modo de funcionamiento** (que se muestra a la derecha).

Presione el botón correspondiente (botón de la parte inferior) para seleccionar el **modo de ECG/DEA**.



**Pantalla modo de funcionamiento**  
(con los botones correspondientes)

### UTILIZACIÓN DEL ADAPTADOR DE MONITORIZACIÓN DE ECG DE 3 DERIVACIONES

Los dispositivos DDU-2400 y DDU-2450 permiten al usuario utilizar el adaptador de monitorización de ECG opcional (DAC-2020/2021) para llevar a cabo una monitorización con 3 derivaciones.

Para activar el modo de monitorización de ECG, desconecte los electrodos de desfibrilación y conecte el Adaptador de monitorización de ECG en la toma del conector de los electrodos. El DEA activará el modo de monitorización de ECG de forma automática.

Para realizar un rescate, desconecte el adaptador de monitorización de ECG y conecte los electrodos de desfibrilación.



**Pantalla de modo de monitorización de ECG**



La pantalla de ECG proporciona datos de ECG no aptos para el diagnóstico del ritmo cardíaco del paciente. Por lo tanto, no está destinada a ofrecer ningún diagnóstico o interpretación del segmento ST.

## UTILIZACIÓN DEL DEA: MODO MANUAL (SOLO DISPOSITIVOS DDU-2400)

El dispositivo DEA DDU-2400 incluye un modo manual que permite anular las características de desfibrilación. En el modo manual, el usuario puede iniciar funciones de análisis, carga, descarga y desarmado. Dichas funciones están destinadas solo para el personal médico debidamente cualificado en técnicas de interpretación de ECG y reanimación cardiopulmonar avanzadas que desee administrar descargas independientemente del modo del DEA.




La característica de modo de carga manual del dispositivo DDU-2400 está destinada solo para los operarios autorizados que hayan recibido formación específica en interpretación del ritmo cardíaco y tratamiento de desfibrilación manual.

### SELECCIÓN DEL MODO MANUAL

Para seleccionar el modo manual, presione el botón situado junto al **icono de selección de modo** (que se muestra a la izquierda) para tener acceso a la pantalla **modo de funcionamiento** (que se muestra a la derecha).

Presione el botón correspondiente (botón de la parte central) para seleccionar el **modo manual**.



**Pantalla modo de funcionamiento**

### UTILIZACIÓN DEL DEA: MODO MANUAL

Con el dispositivo en modo manual, los botones asociados a los iconos que se describen a continuación permiten al usuario llevar a cabo lo siguiente:

150J

**Selección de energía:** permite seleccionar el nivel de energía deseado (botón SUPERIOR).



**CARGA:** inicia una carga (botón CENTRAL).



**DESARMADO:** cancela la carga (pulse el botón CENTRAL tras iniciar la carga).



**Pantalla modo manual**

Una vez completada la carga, presione el botón de descarga (SHOCK) que estará parpadeando.



Para obtener información detallada, consulte el Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech).

## INDICADOR DE ESTADO ACTIVO

Compruebe el indicador de estado activo (ASI) **a diario**. El indicador ASI debe parpadear en color verde. Si el ASI parpadea en rojo, si se enciende en rojo de manera permanente o si no parpadea, es necesario acudir al servicio técnico para reparar la unidad. Siempre que el indicador ASI parpadee en rojo, la unidad también emitirá un pitido periódico para llamar la atención del usuario.



Indicador de estado activo (ASI)

- **Parpadeo en verde:** el dispositivo DEA DDU-2000 Series está desconectado y listo para el uso.
- **Encendido en verde:** el dispositivo DEA DDU-2000 Series está encendido y está listo para el uso.
- **Parpadeo o encendido en rojo:** el dispositivo DEA DDU-2000 Series necesita reparación inmediata. Consulte la sección “*Solución de problemas*” del Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech) o póngase en contacto con el servicio de Defibtech.
- **El indicador no parpadea:** el dispositivo DEA DDU-2000 Series necesita reparación inmediata. Consulte la sección “*Solución de problemas*” del Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech) o póngase en contacto con el servicio de Defibtech.

## PANTALLA ESTADO DEL DEA

La pantalla Estado del DEA se utiliza para proporcionar información general del estado del DEA DDU-2000 Series y para mostrar información sin tener que encender la unidad para llevar a cabo un rescate.

Con el dispositivo DEA apagado, presione y suelte el botón **CENTRAL** para que aparezca la pantalla Estado del DEA. La pantalla Estado del DEA se mostrará durante un período determinado.

Si la unidad no se enciende, asegúrese de que la batería instalada se encuentra en buen estado. (Consulte la sección “*Solución de problemas*” del Manual del usuario incluido en el CD del usuario de Defibtech.)



Pantalla Estado del DEA

Aunque el nivel de mantenimiento que necesita el dispositivo DEA DDU-2000 Series es muy bajo, el propietario o el operario del sistema deberá llevar a cabo simples tareas de mantenimiento con el fin de garantizar la fiabilidad de la unidad.

A diario	Cada mes	Después de cada uso	Acción
●	●	●	Comprobar que el indicador de estado activo parpadea en color verde
	●	●	Comprobar el estado de la unidad y los accesorios
		●	Ejecutar la autocomprobación manual
		●	Sustituir los electrodos
	●		Comprobar las fechas de caducidad de los electrodos y la batería
		●	Comprobar la tarjeta DDC, en caso de que se haya instalado una


Si la unidad necesita asistencia técnica, consulte la sección “*Solución de problemas*” del Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech) o póngase en contacto con el servicio de Defibtech. Para obtener información de contacto, consulte la sección “*Contacto*” del presente manual.

## MODO DE MANTENIMIENTO

El modo de mantenimiento permite al usuario llevar a cabo acciones de mantenimiento como, por ejemplo, visualizar la información de la unidad, iniciar autocomprobaciones en la unidad, cambiar los parámetros del sistema, descargar datos de rescate y actualizar el software.




Para tener acceso al modo de mantenimiento, presione el botón **INFERIOR** situado a la derecha del botón de **icono de herramientas** (que se muestra a la izquierda) en la pantalla Estado del DEA (para obtener instrucciones sobre cómo tener acceso a la pantalla Estado del DEA, consulte la página anterior). Para salir del modo de mantenimiento, apague la unidad con el botón de encendido/apagado. Para obtener información detallada sobre el modo de mantenimiento, consulte el capítulo 8 del Manual del usuario (incluido en el CD del usuario de Defibtech).



Pantalla mostrada con la unidad en modo de mantenimiento



## CONEXIÓN DE LOS ELECTRODOS




Introduzca el extremo del conector del cable de los electrodos de desfibrilación en la toma del conector de los electrodos situada en la esquina superior izquierda del dispositivo DEA DDU-2000 Series tal como se muestra en la ilustración. Introduzca el conector de los electrodos hasta que quede completamente asentado en la unidad. El conector solo puede introducirse de una manera; por lo que, si el conector no encaja, gírelo antes de volver a intentar introducirlo.

Una vez conectados los electrodos, puede guardarlos en el compartimento de la parte trasera del DEA DDU-2000 Series (consulte el diagrama de la página 7). Tras conectar los electrodos a la unidad, introduzca el sobre con los electrodos en el compartimento por el extremo redondo y con las imágenes hacia fuera. Cuando el sobre con los electrodos esté completamente introducido en el compartimento, presione el cable en la ranura de la parte trasera de la unidad para sujetarlo y guarde el exceso de cable detrás del sobre con los electrodos.


## ELECTRODOS QUE SE DEBEN UTILIZAR

### ELECTRODOS PARA ADULTOS



Para adultos y niños mayores de 8 años o con un peso superior a 25 kg (55 libras), utilice los electrodos para adultos.

### ELECTRODOS PARA BEBÉS/NIÑOS



Para bebés y niños menores de 8 años o con un peso inferior a 25 kg (55 libras), utilice los electrodos para niños (nota: los electrodos para bebés/niños pueden identificarse por el conector y el sobre de color azul).

## CUÁNDO ES NECESARIO CAMBIAR LOS ELECTRODOS

Los electrodos de desfibrilación de Defibtech son de un solo uso, por lo que es necesario sustituirlos después de cada uso o cuando el sobre de los electrodos presente daños.

Es importante comprobar la fecha de caducidad de los electrodos que está impresa en el exterior del sobre sellado. *No utilice los electrodos después de la fecha de caducidad.* Deseche los electrodos caducados. *Utilice solo electrodos de Defibtech.*


También puede comprobar el estado de los electrodos cuando la unidad esté apagada. Para ello, presione el botón CENTRAL para tener acceso a la pantalla Estado del DEA y entrar en el modo de mantenimiento.

## CÓMO INSERTAR Y QUITAR LA BATERÍA

Antes de insertar la batería en el dispositivo DEA DDU-2000 Series, asegúrese de que el compartimento para la batería de la parte trasera del dispositivo esté limpio y que no contenga ningún objeto. Inserte la batería en el compartimento situado detrás del dispositivo DEA.

Presione la batería hasta que encaje con un clic. La batería solo puede colocarse de una forma. Si no puede colocar la batería, gírela e inténtelo de nuevo. Una vez insertada, la superficie de la batería debe quedar alineada con la parte trasera del dispositivo DEA. Unos instantes después de insertar la batería, el DEA DDU-2000 Series se encenderá y ejecutará una comprobación de la batería. Cuando finalice esta comprobación, la unidad mostrará el estado de la batería y se apagará. (La batería debe estar fuera de la unidad durante más de 10 segundos para que se ejecute automáticamente la autocomprobación de la batería.)


Para quitar la batería, pulse la lengüeta de extracción. Cuando la batería esté parcialmente fuera de la unidad, tire de ella para extraerla completamente.



## CUÁNDO ES NECESARIO CAMBIAR LA BATERÍA

Es importante comprobar la fecha de caducidad de la batería que está impresa en la etiqueta de la misma. *La batería debe usarse antes de dicha fecha.* Cuando el nivel de carga de la batería sea bajo, la unidad reproducirá el mensaje "Batería baja" o "Sustituir batería ahora" y el indicador de estado activo parpadeará en color rojo. En este caso, la batería debe cambiarse de inmediato. *Utilice solo baterías de Defibtech.*

También puede comprobar el estado de la batería cuando la unidad esté apagada. Para ello, presione el botón CENTRAL para tener acceso a la pantalla Estado del DEA y entrar en el modo de mantenimiento.





## **PELIGROS:**

**Riesgos inminentes que provocan lesiones graves o la muerte.**

- Potencia eléctrica peligrosa. Este equipo está destinado exclusivamente a personal cualificado.
- Riesgo de explosión. El dispositivo DEA DDU-2000 Series no es apto para su uso en atmósferas enriquecidas de oxígeno o en la presencia de mezclas anestésicas de aire u óxido nítrico inflamables.
- La utilización del dispositivo DEA DDU-2000 Series no se ha probado ni autorizado en ubicaciones peligrosas como las que se definen en la norma Código eléctrico nacional de EE. UU. (del inglés National Electric Code). De conformidad con la clasificación IEC, el dispositivo DEA DDU-2000 Series no debe utilizarse en presencia de mezclas de aire/sustancias inflamables.



## **ADVERTENCIAS:**

**situaciones, riesgos o prácticas no seguras que pueden provocar lesiones graves o la muerte.**

- La utilización indebida de la unidad puede provocar lesiones personales. Utilice el dispositivo DEA DDU-2000 Series siguiendo las instrucciones del Manual del usuario. El dispositivo DEA DDU-2000 Series suministra energía eléctrica que puede causar lesiones personales o la muerte si se descarga o se utiliza de forma indebida.
- El mantenimiento indebido puede hacer que el dispositivo DEA DDU-2000 Series deje de funcionar. Lleve a cabo las tareas de mantenimiento del dispositivo DEA DDU-2000 como se describe en el Manual del usuario. El dispositivo DEA contiene componentes que no pueden repararse, por lo que no debe desmontarse la unidad.
- No está permitido realizar modificaciones en este equipo.
- Riesgo de descarga eléctrica. El dispositivo utiliza tensiones y corrientes que pueden resultar peligrosas. No abra la unidad, no retire la cubierta (o la parte trasera) ni intente reparar la unidad. El dispositivo DEA DDU-2000 Series no contiene ningún componente que el usuario pueda reparar. Acuda a personal cualificado para la reparación del dispositivo.
- Las baterías de litio no son recargables. Cualquier intento de recargar la batería de litio puede dar lugar a un incendio o una explosión.

## **ADVERTENCIAS** (continuación)

- No sumerja la batería en el agua ni en otros líquidos. La inmersión de la batería puede dar lugar a un incendio o una explosión.
- No permita que ningún líquido entre en el dispositivo DEA DDU-2000 Series. Evite que cualquier líquido entre en contacto con el dispositivo DEA o sus accesorios. El contacto de cualquier líquido con el dispositivo DEA DDU-2000 Series puede dañarlo o provocar un incendio o una descarga.
- No esterilice el dispositivo DEA DDU-2000 Series ni ninguno de sus accesorios.
- Utilice únicamente electrodos de desfibrilación autoadhesivos desechables, baterías o accesorios suministrados por Defibtech o por alguno de sus distribuidores autorizados. La utilización de accesorios no aprobados por Defibtech puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente.
- No abra los sobres de electrodos sellados hasta que no se vayan a utilizar.
- No toque al paciente durante la desfibrilación. La corriente de desfibrilación puede provocar lesiones personales al operario o a las personas cercanas.
- No permita que los electrodos entren en contacto con objetos metálicos ni que el paciente tenga contacto con el equipo. No toque el equipo conectado al paciente durante la desfibrilación. Desconecte los dispositivos eléctricos del paciente antes de la desfibrilación.
- No administre descargas si los electrodos están en contacto entre sí. No administre descargas si la superficie con gel está expuesta.
- No permita que los electrodos de desfibrilación se toquen ni entren en contacto con otros electrodos de ECG, cables de derivaciones, vendajes o parches transdérmicos, entre otros. Este contacto podría producir arcos eléctricos y quemaduras en la piel del paciente durante la desfibrilación, además de desviar la energía de desfibrilación y alejarla del corazón.
- Los electrodos de desfibrilación son de un solo uso, por lo que deben desecharse tras su uso. La reutilización puede dar lugar a infecciones cruzadas, mantenimiento inadecuado del dispositivo, administración incorrecta del tratamiento o lesiones personales para el paciente o el operario.
- Evite que el paciente entre en contacto con líquidos conductores como, por ejemplo, el agua, el gel, la sangre o las soluciones salinas, así como con objetos metálicos que pueden proporcionar conducciones no deseadas para la corriente de desfibrilación.
- Desconecte los equipos no aptos para el uso con desfibriladores del paciente antes de la desfibrilación para evitar el riesgo de descargas eléctricas y posibles daños para dichos equipos.

## **ADVERTENCIAS** (continuación)

- La administración de una RCP prolongada o demasiado agresiva al paciente con los electrodos fijados puede provocar daños en los electrodos. Sustituya los electrodos de desfibrilación si resultan dañados durante su uso.
- La radiofrecuencia (RF) de dispositivos como, por ejemplo, los teléfonos móviles o los transmisores de radio bidireccionales pueden provocar interferencias que afecten al funcionamiento del dispositivo DEA. En principio, la utilización de teléfonos móviles no supone ningún problema; sin embargo, se recomienda mantener una distancia de 2 metros (6 pies) entre los dispositivos que emitan RF y el dispositivo DEA DDU-2000 Series.
- La administración de RCP al paciente durante el análisis puede dar lugar a retrasos o errores en el diagnóstico efectuado por el sistema de análisis del paciente.
- El movimiento o el transporte del paciente durante el análisis de ECG puede dar lugar a retrasos o errores en el diagnóstico, sobre todo en presencia de ritmos de baja frecuencia o baja amplitud. Si se está transportando al paciente, detenga el vehículo antes de iniciar el análisis de ECG.
- En pacientes con marcapasos, es posible que el dispositivo DEA DDU-2000 Series muestre sensibilidad reducida y no detecte todos los ritmos cardíacos que requieran la administración de descargas. Si sabe que el paciente tiene implantado un marcapasos, no coloque los electrodos directamente sobre el dispositivo implantado.
- Durante la desfibrilación, las bolsas de aire creadas entre la piel del paciente y los electrodos pueden provocar quemaduras en la piel del paciente. Para evitar que se formen bolsas de aire, asegúrese de que los electrodos autoadhesivos queden totalmente pegados a la piel del paciente. No utilice electrodos caducados o cuyo adhesivo se haya secado.
- Las autocomprobaciones automáticas e iniciadas por el usuario han sido diseñadas para evaluar el estado de uso del dispositivo DEA DDU-2000 Series. Sin embargo, no existe ninguna prueba que pueda garantizar el rendimiento del dispositivo o detectar el mal uso, los daños o los defectos producidos después de llevar a cabo la prueba más reciente.
- La utilización de equipo o accesorios dañados puede hacer que el dispositivo no funcione correctamente o provocar lesiones personales al paciente o al operario.
- La característica de modo de carga manual del dispositivo DDU-2400 puede suministrar energía que, en caso de utilizarse de forma incorrecta, puede resultar peligrosa. El modo manual está destinado solo para los usuarios autorizados que hayan recibido formación específica en interpretación del ritmo cardíaco y en tratamiento de desfibrilación manual.

## **ADVERTENCIAS** (continuación)

- Posible malinterpretación de los datos de ECG. La respuesta de frecuencia de la pantalla LCD está diseñada para la identificación básica del ritmo de ECG, por lo que no ofrece la resolución necesaria para la identificación del pulso con marcapasos ni es apta para mediciones más precisas como, por ejemplo, la duración de QRS o la identificación de segmento ST. Para estos fines, debe utilizarse un monitor de ECG con la respuesta de frecuencia adecuada.
- Siga las instrucciones de voz en caso de que la pantalla LCD quede en blanco o ilegible.



## **PRECAUCIONES:**

**situaciones, riesgos o prácticas no seguras que pueden provocar lesiones leves, daños en el dispositivo DEA DDU-2000 Series o pérdidas de datos.**

- Siga todas las instrucciones que figuran en la etiqueta de la batería. No instale baterías que hayan caducado.
- Siga todas las instrucciones que figuran en la etiqueta de los electrodos. Utilice los electrodos antes de la fecha de caducidad. No reutilice los electrodos de desfibrilación usados y deséchelos después de cada uso (si sospecha que algún electrodo no funciona correctamente, devuélvalo a Defibtech para que se realicen pruebas).
- Siga las leyes federales, estatales o locales para reciclar o desechar las baterías de litio. Para evitar el riesgo de incendio o explosión, no queme ni incinere la batería ni la aplaste.
- Utilice y almacene el dispositivo DEA DDU-2000 Series conforme a las condiciones ambientales que se indican en las especificaciones técnicas.
- Si es posible, desconecte el dispositivo DEA DDU-2000 Series del paciente antes de utilizar otros desfibriladores.
- No conecte el dispositivo DDU-2000 Series a un equipo o a otros dispositivos (mediante el puerto USB) con los electrodos de la unidad conectados al paciente.
- La utilización de tarjetas de datos que no sean de Defibtech (tarjetas DDC) puede provocar daños en la unidad y anular la garantía.
- Aunque el dispositivo DEA DDU-2000 Series ha sido diseñado para una amplia variedad de condiciones de uso, el manejo de la unidad sin tener en cuenta las especificaciones puede provocar daños al dispositivo.



## MODOS DE FUNCIONAMIENTO

### MODO DEA (TODOS LOS MODELOS)

Pantalla de vídeo de alta resolución  
(instrucciones animadas y  
orientaciones de RCP)

### MODO DE MONITORIZACIÓN DE ECG (SOLO LOS DISPOSITIVOS DDU-2400 Y 2450)

Visualización de datos de ECG  
e información de eventos (con  
electrodos de 3 derivaciones)

### MODO MANUAL (SOLO DISPOSITIVOS DDU-2400)

Visualización de datos de ECG,  
información de eventos y selección  
de energía de desfibrilación de  
25 a 200 julios con control de carga,  
descarga y desarmado

## DESFIBRILADOR

### TIPO

Desfibrilador externo  
semiautomático

### MODELO

DDU-2000 Series

### FORMA DE ONDA

Bifásica exponencial  
truncada compensada en  
función de la impedancia

### PROTOCOLO DE RESCATE

AHA/ERC 2010

Admite actualizaciones  
de protocolo instaladas  
por el usuario (protegidas  
mediante contraseña)

### ENERGÍA\*

Modo DEA:

Adulto: 150 julios

Bebés/niños: 50 julios

Modo manual:

Adulto: posibilidad de  
seleccionar entre 25 y  
200 julios

Bebés/niños: posibilidad  
de seleccionar entre  
25 y 100 julios (el valor  
de energía de 50 julios  
solo debe utilizarse  
con electrodos de  
desfibrilación pediátrica  
DDP-2002)

### TIEMPO DE CARGA

Modo DEA:

4 segundos o menos  
(desde el aviso de  
descarga)\*\*

Modo manual:

9 segundos o menos  
(150 julios)\*\*\*

12 segundos o menos  
(200 julios)\*\*\*

### CONTROLES

Botón de ENCENDIDO/

APAGADO iluminado

Botón de descarga iluminado

### PANTALLA

LCD en color de alta  
resolución

### INSTRUCCIONES DE VÍDEO

Vídeo en movimiento

Mensajes de texto en pantalla

### ORIENTACIONES DE RCP

Orientaciones de voz y vídeo

Ayuda de vídeo bajo demanda

### INSTRUCCIONES DE VOZ

Instrucciones de voz  
orientativas para la  
utilización de la unidad

\*Nominal con carga de 50 ohmios

\*\*Normal, con batería nueva y a 25 °C

\*\*\*Normal, con batería nueva  
cuya capacidad se ha reducido tras  
administrar 6 descargas y a 25 °C

## SISTEMA DE ANÁLISIS DEL PACIENTE

### ANÁLISIS DEL PACIENTE

Evalúa automáticamente la impedancia del paciente  
para determinar si el contacto del electrodo es correcto.  
Monitoriza la calidad de la señal y analiza el ECG del  
paciente para detectar ritmos cardíacos que requieren/no  
requieren administración de descarga.

## BATERÍAS

### MODELO

DBP-2003 (estándar),  
DBP-2013  
(aviación; TSO C-142a)

### TIPO

Litio/dióxido de  
manganeso, desechable,  
reciclable y no recargable

### CAPACIDAD\*

125 descargas u 8 horas  
de funcionamiento continuo

**VIDA ÚTIL EN ESPERA\***  
4 años

### INDICACIONES DE NIVEL DE BATERÍA BAJO

Visibles  
Audibles

\*Normal, con batería nueva y a 25 °C

## AUTOCOMPROBACIONES

### AUTOMÁTICA

Comprobaciones automáticas  
de circuitos diarias, semanales,  
mensuales y trimestrales

### INTRODUCCIÓN DE LA BATERÍA

Comprobación del estado del  
sistema al insertar la batería

### DETECCIÓN DE ELECTRODOS

Comprobación diaria de los  
electrodos conectados

### INICIADA POR EL USUARIO

Comprobación de la unidad y la  
batería iniciada por el usuario

### INDICACIÓN DE ESTADO

Indicación del estado de la unidad  
visual y audible

### PANTALLA DE ESTADO

Resultados de las  
autocomprobaciones de la unidad  
Información sobre la batería y los  
electrodos (estado y caducidad)

## ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN/MONITORIZACIÓN

### MODELO

Adultos: DDP-2001  
Bebés/niños:  
DDP-2002 y DDP-2003

### ÁREA DE SUPERFICIE

Adultos: 77cm<sup>2</sup>  
(nominal por cada electrodo)  
Bebés/niños:  
50 cm<sup>2</sup> (nominal por cada electrodo)

### TIPO

Electrodos preconectados,  
de un solo uso, no polarizados,  
desechables y autoadhesivos  
con cable y conector

## DOCUMENTACIÓN DE EVENTOS

### REGISTRO INTERNO DE EVENTOS

El dispositivo registra los eventos  
de rescate y los segmentos de ECG  
críticos (más de 60 minutos) y ofrece  
la posibilidad de descargarlos en una  
tarjeta de datos extraíble.

### REVISIÓN DE EVENTOS EN EQUIPOS

ECG con visualización de etiquetas de  
eventos y reproducción de sonido.

### ALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE

(Opcional) Hasta 30 horas de  
almacenamiento de datos de  
eventos y de ECG (sin opción  
de sonido) o hasta 3 horas de  
sonido (con opción de sonido).

Almacenamiento de eventos  
y de ECG en tarjeta extraíble.  
La capacidad de almacenamiento  
real dependerá de la capacidad  
de la tarjeta.

### PUERTO USB

Permite descargar eventos y realizar  
operaciones de mantenimiento.

## CONDICIONES AMBIENTALES

### TEMPERATURA

Funcionamiento: De 0 a 50 °C

(de 32 a 122 °F)

En espera: De 0 a 50 °C  
(de 32 a 122 °F)

### HUMEDAD RELATIVA

En funcionamiento/espera: 5%-95%  
(sin condensación)

### ALTITUD

De -150 a 4500 m (de -500 a 15 000  
pies) conforme a la norma  
MIL-STD-810F 500.4  
Procedimiento II

### VIBRACIÓN

Suelo (norma MIL-STD-810F 514.5,  
categoría 20)

Helicóptero (norma RTCA/DO-160D,  
sección 8.8.2, categoría R., zona 2,  
curva G)

Avión (norma RTCA/DO-160D sección  
8, categoría H., zona 2, curvas B y R)

### TOLERANCIA A GOLPES/ CAÍDAS

Norma MIL-STD-810F 516.5,  
procedimiento IV; soporta caídas  
desde hasta 1,2 metros (48 pulgadas)  
con impacto en cualquier borde,  
esquina o superficie del dispositivo  
en modo de espera

### PRUEBA DE APLASTAMIENTO AL AGUA

450 kg (1000 libras)  
ESTANQUEIDAD/RESISTENCIA  
AL AGUA  
Norma IEC 60529, clase IP55;  
dispositivo protegido frente al polvo  
y los chorros de agua (con la batería  
instalada)

### ESD

IEC 61000-4-2: hasta 15 kV al aire  
libre o 8 kV con contacto directo

### EMC (Emisiones)

CISPR 11, grupo 1, nivel B y apartado  
15 de la FCC

### EMC (Inmunidad)

IEC 61000-4-3 e  
IEC 61000-4-8

### AVIÓN

Cumple la norma RTCA/DO-160G,  
sección 21, emisiones radiadas de  
radiofrecuencia, categoría M

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

### DIMENSIONES

18,5 x 24 x 5,8 cm (7,3 x 9,5 x 2,3 pulgadas)

### PESO

Menos de 1,4 kg (3 libras) (con la batería)



## **GARANTÍA LIMITADA ORIGINAL DEL USUARIO FINAL\***

### **COBERTURA**

Defibtech, LLC proporciona una garantía limitada respecto a la ausencia de defectos de material y de mano de obra del desfibrilador, así como de accesorios asociados (baterías y electrodos), tanto si se adquirieron simultáneamente con el desfibrilador como parte de una configuración, como por separado. La garantía limitada de Defibtech solo se aplicará al usuario final original y en el lugar en el que el usuario final haya adquirido los artículos de un distribuidor autorizado de Defibtech, LLC. Esta garantía limitada no podrá reasignarse ni transferirse. Los términos de la garantía limitada en vigor en la fecha en que se realizó la compra original serán los términos aplicables a todas las reclamaciones de garantía.

### **DURACIÓN DE LA GARANTÍA**

La garantía limitada del desfibrilador se concede por un periodo de ocho (8) años a partir de la fecha de compra. La garantía limitada de la batería se concede por un periodo de cuatro (4) años a partir de la fecha de compra; aunque el periodo de garantía no podrá superar en ningún caso la fecha que figura impresa en la batería. Los accesorios de un solo uso (como, por ejemplo, los electrodos) disponen de una garantía limitada que estará en vigor hasta la finalización del uso o la fecha de caducidad, lo que ocurra antes. La garantía limitada del resto de accesorios se concede por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra hasta la fecha de caducidad, lo que ocurra antes.

### **LIMITACIONES DE LA GARANTÍA LIMITADA**

La presente garantía limitada no cubre los daños derivados de las circunstancias siguientes, aunque sin carácter restrictivo: accidentes, almacenamiento indebido, utilización indebida, alteraciones, reparaciones no autorizadas, falsificaciones, abusos, negligencias, incendios, inundaciones, guerras o causas de fuerza mayor. La presente garantía tampoco cubre los daños ocasionados al desfibrilador o a los accesorios asociados por la utilización del dispositivo con accesorios no autorizados o por el uso de los accesorios con dispositivos médicos no autorizados. No se garantiza la compatibilidad del desfibrilador ni de los accesorios asociados con ningún otro dispositivo médico.

### **ANULACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA**

La garantía limitada se considerará anulada con carácter inmediato en los casos siguientes: si se somete al desfibrilador, o alguno de los accesorios asociados, a reparaciones a cargo de entidades o personas no autorizadas por Defibtech, LLC; si no se realizan las tareas de mantenimiento especificadas; si se utiliza el desfibrilador con uno o varios accesorios no autorizados; si los accesorios asociados se utilizan con un desfibrilador no autorizado; o si no se utilizan el desfibrilador o alguno de los accesorios asociados según las instrucciones aprobadas por Defibtech, LLC.

\*Se aplica a los desfibriladores y a los accesorios relacionados cuya fecha de fabricación sea igual o posterior al 1.º de enero de 2013. Para todos los demás casos, consulte la información de la garantía vigente a la fecha de fabricación.

### **RECURSO EXCLUSIVO**

Defibtech, LLC se reserva el derecho de reparar, sustituir o realizar un abono. En caso de sustitución, Defibtech se reserva el derecho de sustituir el artículo por otro nuevo o por un artículo reparado idéntico o similar. Defibtech se reserva el derecho de proporcionar un artículo similar. En caso de sustitución, el artículo proporcionado deberá estar cubierto por una garantía limitada válida por un tiempo equivalente al restante prorrateado del artículo objeto de la sustitución. En caso de abono, el valor abonado será el valor prorrateado del artículo basado en el menor valor de un artículo idéntico o similar y en el periodo de validez restante de la garantía limitada. En cualquier caso, el periodo de la garantía limitada de un artículo de sustitución nunca podrá superar el periodo de garantía limitada del artículo reemplazado.

### **SERVICIO DE GARANTÍA**

Para obtener servicio de garantía, póngase en contacto con el distribuidor al que se haya adquirido el dispositivo o con el Servicio de Atención al cliente de Defibtech, LLC. En caso de que sea necesaria la devolución de un artículo, deberá indicar un número de autorización de devolución de material (RMA). No se aceptarán artículos devueltos sin número RMA. El artículo deberá enviarse al destino especificado por el distribuidor o por Defibtech, LLC y los gastos de transporte correrán a cuenta del usuario final original.

### **LÍMITES DE LA GARANTÍA Y OBLIGACIONES**

LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA PREVALECE, EXCLUYE Y SUSTITUYE, SEGÚN LO PERMITA LA LEY ESTATAL APLICABLE, CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, AUNQUE SIN CARÁCTER RESTRICTIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO.

NINGUNA PERSONA (INCLUIDOS LOS AGENTES, DISTRIBUIDORES O REPRESENTANTES DE DEFIBTECH, LLC) ESTÁ AUTORIZADA A CONCEDER NINGÚN TIPO DE GARANTÍA O REPRESENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESFIBRILADOR O CON LOS ACCESORIOS ASOCIADOS SALVO POR LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.

LOS ÚNICOS RECURSOS QUE PODRÁN APLICARSE POR LAS PÉRDIDAS O DAÑOS DERIVADOS DE CUALQUIER CAUSA POSIBLE SERÁN LOS DESCRITOS ANTERIORMENTE. EN CUALQUIER CASO, DEFIBTECH, LLC NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ACCIDENTAL O DERIVADO, INCLUIDOS, SIN CARÁCTER RESTRICTIVO, LOS DAÑOS EJEMPLARES, ESPECIALES, PUNITIVOS, LAS PÉRDIDAS COMERCIALES DERIVADAS DE CUALQUIER CAUSA, LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, EL LUCRO CESANTE O LAS LESIONES PERSONALES; INCLUSO CUANDO EN LOS CASOS EN LOS QUE SE HAYA INFORMADO A DEFIBTECH, LLC DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN DICHOS DAÑOS POR NEGLIGENCIA, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, SALVO QUE LA LEY ESTATAL APLICABLE NO PERMITA DICHA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN.

## **Manufacturer**



Defibtech, LLC  
741 Boston Post Road  
Guilford, CT 06437 EE. UU.

Tel.: 1-(866) 333-4241 (número gratuito en América del Norte)

1-(203) 453-4507

Fax: 1-(203) 453-6657

Correo electrónico:

sales@defibtech.com

reporting@defibtech.com

service@defibtech.com

(Ventas)

(Informes sobre dispositivos médicos)

(Servicio técnico y reparaciones)

## **Representante autorizado en Europa**

EC	REP
----	-----

Emergo Europe

Molenstraat 15

2513 BH The Hague

Países Bajos

Tel.: +31 70 345 8570

Fax: +31 70 346 7299

Patentes pendientes.

Este producto y sus accesorios se han fabricado y vendido de acuerdo con una o varias de las siguientes patentes de Estados Unidos: D523,393, D548,346, D551,628.

Este producto y sus accesorios se han fabricado y vendido bajo licencia de al menos una o varias de las siguientes patentes de Estados Unidos: 5,591,213; 5,593,427; 5,601,612; 5,607,454; 5,611,815; 5,617,853; 5,620,470; 5,662,690; 5,735,879; 5,749,904; 5,749,905; 5,776,166; 5,800,460; 5,803,927; 5,836,978; 5,836,993; 5,879,374; 6,016,059; 6,047,212; 6,075,369; 6,438,415; 6,441,582.

